

KÄYTETTYJEN LASIEN KÄSITTELYYN OHJEITA

1. Roskiin ensisilmäyksellä

- Kotelot
- Rikkinäiset
- Huonokuntoiset
- Cell-juotetut
- Kovajuotetut (jos oikein priima => jatkoon)
- Pelkät linssit

2. Kokeile kestävyttä vääntämällä käsin muovikehyksen keskiosasta

- Rikkoutuvat roskiin, muut jatkoon

3. Testaa saranat ja pumpput

- Rikkinäiset roskiin

4. Katso linsejä valoa vasten

- Huonokuntoiset, kovasti naarmuiset roskiin

5. Karkea arvio valontaittomittarissa

- Sylinterivoimakkuus toisessa tai molemmissa 1,25 tai enemmän => roskiin
- Sfäärinen voimakkuusero oikean ja vasemman linssin välillä 1,0 tai enemmän => roskiin
- Tarkka voimakkuus kannattaa mitata pesun ja taivuttelun jälkeen, kun lasit ovat kaikin puolin valmiit pussitettaviksi

Tässä vaiheessa kasassa on suhteellisen hyväkuntoisia silmälaseja ja aurinkolaseja, joissa voimakkuusero oikean ja vasemman linssin välillä on enintään 0,75 ja sylinterikorjaus enintään 1,0. Lasimäärä on pienentynyt alkuperäisestä vastaanotettujen lasien määrästä ehkä noin viidennekseen - tai ainakin kolmasosaan. Ruuveja on vielä löysällä, nenätyynyjä voi puuttua, lähes kaikki tarvitsevat "oikomishoitoa" pihdein.

6. Jäljellä olevien "jatkoon päässeiden" lasien pesu

Lasit paljuun, jossa on lämmintä pesuvettä. Jo tunnin likoaminen saa nenätyynyjen viherrykset helposti irtoaviksi esimerkiksi hammasharjan avulla.

7. Pestyjen lasien kunnostus

Oikaisu, ruuvien tiukkaus, tarvittaessa myös nenätallojen/aisanpäiden vaihto, yleensä niitä ei kuitenkaan tarvitse uusia

8. Pestyjen, ryhdistettyjen lasien mittaus, pussitus ja merkintä

- Jokaiselle lasille oma läpinäkyvä kehyspussi, mahdollisimman vähin painatuksin
- 1-tehot merkitään tussilla suoraan pussin päälle
 - miinukset punaisella tussilla
 - plussat sinisellä tai mustalla tussilla
- 2- ja 3-tehot sekä progressiiviset erilliselle paperilapulle, joita on tulostettavissa linkistä:
<http://www.visionforall.info/bifolaput.pdf>
 - miinukset punaisella tussilla
 - plussat sinisellä tai mustalla tussilla
 - paperilappunen voimakkuuksineen laitetaan lasien kanssa läpinäkyvän kehyspussin sisälle

Nyt on pusseissa mitattuja laseja valmiina maailmalle.

Silmälasien ja aurinkosilmälasien lisäksi pussitetaan ± 0 -aurinkolasit ja suurennuslasit. Aurinkoclipit laitetaan lasiensä yhteyteen, samaan pussiin. Irrallisille clipeille sopivat lasit löytyvät helpommin täällä kuin kohdemaassa. Yksinäiseksi jäävät clipit roskiin.

Isoissa voimakkuuksissa (yli n. $\pm 5,0$) sylinterit voivat olla suurempiakin kuin 1,0, ja jos vielä mieluummin olisivat kutakuinkin suunnissa ax 90° tai 0°. Voimakkuusero saa olla 1,0, ja jopa jonkin verran yli. Suuremmat vahvuudet kuin $\pm 8,0$ kelpaavat jo likipitään kaikki, sylinterit kohtuudella. Kaihilasit taas jatkoon ihan kaikki. Toki näissäkin edellytetään kehyksen eheys ja linssien kohtuullinen kunto. Roskia on turha kuljettaa Suomesta eteenpäin.

<http://www.visionforall.info>

